

# VIRUSOLVE® + TRIGGER SPRAY

ALTO LIVELLO DI DISINFEZIONE E PULIZIA PER  
DISPOSITIVI MEDICI E OGNI TIPO DI SUPERFICIE

Virusolve® + è un HLD collaudato e brevettato (alto livello Disinfettante). La formulazione non contiene aldeidi pericolosi o componenti generanti cloro.

Virusolve® + è altamente efficace come detergente e terminale HLD contro spore batteriche, micobatteri, batteri, funghi e virus. Il prodotto è progettato per eliminare il rischio di infezione crociata da spore, tubercolosi, virus, funghi e batteri.

Virusolve® + non rende semplicemente i microrganismi inerti ma è stato dimostrato che li uccide grazie alla distruzione dell'RNA dei microrganismi.

È sicuro da usare su qualsiasi superficie ed è inodore e incolore.



## Caratteristiche primarie:

- Disinfezione e pulizia ad alto livello;
- Non contiene cloro e composti aldeidici;
- Efficace contro le spore batteriche
- Efficace su una vasta gamma di agenti patogeni tra cui micobatteri, virus, batteri, funghi, lieviti e muffe, tra cui MRSA, epatite B, HIV
- Efficace contro virus difficili
- Non fissativo
- Non corrosivo: non danneggia i rivestimenti delicati;
- Non richiesta attivazione
- Nessun fumo
- Testato secondo le norma EN14885 rispettando le proprietà di disinfezione

**Pronto all'uso**  
**750 ml trigger spray**

**Protezione e prestazioni garantite, per un controllo totale dell'infezione in sicurezza**

## Applicazioni:

Pulizia di superfici generiche e ambienti sanitari

Per disinfezione ad alto livello: Utilizzare VIRUSOLVE®+ SPRAY

Spruzzare la soluzione Virusolve®+ direttamente sulla superficie da trattare e strofinare delicatamente su tutta l'area con un panno pulito.

Attendere un tempo di contatto minimo di 1 minuto prima di pulire. La rimozione di depositi ostinati può essere assistita dall'uso di una spazzola a setole rigide. Risciacquare la superficie trattata con acqua pulita, se necessario.

Virusolve® + soluzione ha dimostrato efficacia in presenza di contaminazione del suolo organico e carico microbiologico durante il riutilizzo.

La concentrazione dei componenti attivi della soluzione Virusolve®+ durante la sua vita utile deve essere verificata dal kit di test concentrazione o strisce reattive Virusolve®

## VIRUSOLVE®+ TRIGGER SPRAY HIGH LEVEL DISINFECTION & CLEANING FOR MEDICAL DEVICES AND ANY SURFACE

### PROPRIETÀ VIRUSOLVE+

Antagonisti attivi	Standard	Tempo di contatto
Spore	EN13704 EN14347	2 minuti 1 minuto
Micobatteri	EN14348 EN14563	1 minuto 5 minuti
Virus	EN1276,EN13727, EN13697,EN14561	5 minuto 1 minuti
Batteri	EN 14476	1 minuto 5 minuti
Funghi	EN1275, EN1650 EN13624,EN14562	1 minuto 5 minuti



**SANTEC**  
Gynecology Energy Company

*Santec srl*  
*Gynecology Energy Company*

Via Leonardo da Vinci, 5/11  
57123 Livorno LI

T : 0586 444539  
F : 05861867649  
e-mail [info@santecsr.it](mailto:info@santecsr.it)