

VIRUSOLVE®+ SPORICIDAL WIPES

DISINFEZIONE SPORICIDA & PULIZIA DI OGNI SUPERFICIE E DISPOSITIVO MEDICO

Virusolve® + è un HLD (Disinfettante ad alto livello) brevettato. La formulazione non contiene aldeidi pericolosi o componenti che generano cloro.

Virusolve® + è altamente efficace come HLD contro spore batteriche, micobatteri, batteri, funghi e virus. Il prodotto è progettato per eliminare il rischio di infezione crociata da spore, tubercolosi, virus, funghi e batteri.

Virusolve® + non rende semplicemente inerti i microrganismi, ma è stato dimostrato che li uccide interrompendo l'RNA dei microrganismi. È sicuro da usare su qualsiasi superficie ed è inodore e incolore.

Caratteristiche principali:

- Disinfezione e pulizia di alto livello.
- Non contiene cloro o composti aldeidici.
- Efficace contro le spore batteriche, ad es. Clostridium difficile, Bacillus cereus ecc.
- Efficace su una vasta gamma di agenti patogeni tra cui micobatteri, virus, batteri, funghi, lieviti e muffe, tra cui MRSA, epatite B e HIV.
- Efficace contro virus difficili di tipo non avvolto come poliomielite, adenovirus e norovirus.
- Non fissativo.
- Non corrosivo: non danneggia i rivestimenti delicati.
- Nessuna attivazione richiesta.
- Conveniente.
- Non emette fumi.
- Testato secondo EN14885 per le proprietà di disinfezione



Confezioni:

- Pronta all'uso
- da 200 salviette morbide
- tubo da 225 salviette morbide
- 225 bucket

Virusolve+® Sporicidal Wipes è un disinfettante efficace contro il Wuhan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Virusolve® Sporicidal Wipes è un disinfettante efficace contro il Wuhan Novel Coronavirus 2019 (2019-nCoV).

Applicazione

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per la rimozione del rischio biologico in ospedali, centri sanitari, studi dentistici, veterinari, case di cura, laboratori, aree di preparazione di alimenti e qualsiasi ambiente in cui è necessario eliminare il rischio di infezione crociata, ad es. navi da crociera, per la disinfezione di attrezzature per parrucchieri ecc.

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per la pulizia e la disinfezione di superfici dure, pareti, pavimenti e vetri.

Le salviette sporicide Virusolve® + sono ideali per l'HLD (disinfezione ad alto livello) di dispositivi medici e strumentazione chirurgica.

Istruzioni per l'uso

Le salviette pre-impregnate Virusolve® + sporicide sono fornite in contenitori e sono pronte per l'uso direttamente dal contenitore.

Pulizia di generiche superfici e ambiente sanitario: pulire delicatamente l'intera area. Attendere un tempo di contatto minimo di 1 minuto prima di pulire per rimuovere grasso, sangue e detriti organici. La rimozione di depositi ostinati può essere assistita dall'uso di una spazzola a setole rigide. Risciacquare la superficie trattata con acqua, se necessario. Le superfici in vinile devono essere risciacquate per evitare scolorimenti.

Nota: le superfici di preparazione degli alimenti devono essere lasciate asciugare prima dell'uso.

Per la disinfezione di strumenti e apparecchiature mediche, chirurgiche e dentistiche (procedura manuale): pulire tutte le superfici dello strumento (preferibilmente disassemblate, ove applicabile) utilizzando un Virusolve + Wipe preimpregnato e lasciare che il fluido rimanga in contatto per almeno 5 minuti.

Esaminare lo strumento e pulire o spazzolare per rimuovere i detriti rimasti.

Risciacquare lo strumento trattato in acqua fredda sterile e lasciare asciugare.

Sostituire frequentemente le salviette Virusolve® + usate o quando diventa evidente un sporco grossolano.

VIRUSOLVE® + SPORICIDAL WIPES

DISINFEZIONE SPORICIDA E PULIZIA DI DISPOSITIVI MEDICALI E SUPERFICI DI OGNI TIPO

Virusolve® + proprietà

Attivo contro	Standard	Tempo di contatto
Spore	EN13704 EN14347	2 min 1 min
Micobatteri	EN14348 Mycobacterium terrae Mycobacterium tuberculosis EN14563 Mycobacterium terrae Mycobacterium avium	1 min 1 min 5 min 5 min
Batteri	EN1276, EN13727, EN13697, EN14561	1 min 5 min
Virus	EN 14476 Polio, Adeno & Noro HIV, Hep B & C	5 min 1 min
Funghi e lieviti	EN1275, EN1650 EN13624, EN14562	1 min 5 min

Santec srl
Gynecology Energy Company

Via Leonardo da Vinci, 4/11
57123 Livorno LI

T : 0586 444539
F : 05861867649
e-mail info@santecsrl.it