


Caratteristiche

- Ampio display Touch-Screen
- Software facile da usare e intuitivo
- Veicolazione di principi attivi, senza spreco
- Manipoli brevettati
- Procedura rapida e indolore
- Progettata da Santec, gli specialisti delle energie ginecologiche

Metodologia

Temporanea permeabilità delle cellule, con veicolazione transdermica e transmucosa dei principi attivi normalmente utilizzati, in maniera efficace e rapida.



Permeabilità

Elettro Stimolazione

Altro utilizzo di EV PLUS è la **elettrostimolazione**, terapia che produce una contrazione muscolare mediante l'applicazione di un impulso elettrico, il quale, stimolando le placche neuromotrici, determina una contrazione del muscolo con effetti benefici.

L'elettrostimolazione implica il passaggio di corrente elettrica a bassa tensione attraverso la pelle, allo scopo di stimolare alcune specifiche fibre nervose.

Un generatore elettrico viene utilizzato per erogare impulsi indolori, i quali sono percepiti dal paziente come una sensazione di formicolio. Essi consentono di ridurre i segnali di dolore alleviando gli spasmi muscolari e altri sintomi dolorosi.



SANTEC
Gynecology Energy Company

Via A. Tassoni 16/4 – 42123 Reggio Emilia
Sede Operativa: Via L. Da Vinci 4/11 – 57123 Livorno
tel. 0586444539 | e-mail info@santecsr.it
P IVA / C.F. 02105780353

www.epvplus.it

EV Plus **SANTEC**
Gynecology Energy Company

Elettroporatore Vaginale.



*Una “siringa senza ago”
in grado di veicolare
i farmaci utilizzati
abitualmente, in maniera
più veloce ed efficace.*

Cosa è EV Plus?

EP Plus (Elettroporazione Vaginale) può essere considerata come una “siringa senza ago” che sfrutta il principio della stimolazione elettrica caratterizzata da impulsi elettrici a bassissimo voltaggio, molto rapidi e di intensità calibrata e finalizzata a superare il valore “reobase” senza creare alcun fastidio.

Come funziona?

EV Plus è un dispositivo medico che permette la veicolazione transdermica e transmucosa di principi attivi necessari al normale ripristino della fisiologia vaginale, vulvare e anale.

Si basa sull' Elettroporazione Dinamica con un potenziale di membrana da 0,5 a 1,5 volt.


Manipoli brevettati




Per quali patologie è indicato?

EV Plus veicola in maniera efficiente i farmaci che abitualmente il medico prescrive per il trattamento di:

- Secchezza vulvovaginale, prurito e bruciori vulvovaginali;
- Dolore vulvare e vaginale (vulvodinia, vestibulodinia);
- Incontinenza medio-lieve urinaria e fecale;
- Prolasso degli organi pelvici;
- Atrofia vulvovaginale;
- Fistole e ragadi acute e croniche;
- Patologie perianali;
- Vaginismo.



Il fenomeno dell'elettroporazione



Vantaggi principali di EV Plus

- **NON NECESSITA DI MATERIALI CONSUMABILI E NON SI QUINDI È LEGATI A FORNITURE OBBLIGATORIE.**
- Facile da utilizzare, Sicuro, rapido ed efficace
- Senza incisioni, non invasivo
- Non è necessaria l'anestesia
- Procedura walk-in/walk-out
- Alto tasso di successo

